

## キューマット AC-8000 に関する Q&A

1. キューマットに使用されるもぐさは何処産ですか  
中国東南地域の湖南省産（ウチダ和漢薬製造）です。「もぐさ」は寒暖の差が激しいほど良い「もぐさ」となりますので中国が最適です。また、サンゴは長寿の県沖縄の海底に堆積した「風化サンゴ」を高温で焼成させたサンゴを使用しております
2. 交換用もぐさは何グラム入りですか  
大マット→もぐさ約 220 グラム、さんご約 60 グラム  
小マット→もぐさ約 65 グラム、さんご約 30 グラムになっています
3. もぐさの交換の目安はどれくらいですか  
使用期間としては 2 年から 3 年ですが中身のもぐさが固くなってきましてお早めにお取替え下さい
4. 1 日の使用時間の限度は何分ですか  
ご使用者の体調にもよりますがコントローラセット 30 分×2～3 回位が適切です（それぞれ 30 分～1 時間程、間を空けて御使用下さい）
5. 本体ヒーターはどの程度の折り曲げにまで耐えられますか  
電気用品安全法に基づき家庭用温熱治療器の認証を取っており国の安全基準をパスしていますので安全ですが詳しくは別紙（ピンク紙の「キューマット使用上の注意 11.基本的な使い方」）を参照して下さい
6. どのような販売ルートで販売されていますか、また価格の乱れはありますか  
販売ルートは呉服問屋、寝具・インテリア、宝飾問屋が主となります。価格は定価販売されているようです
7. 日常のお手入れは特にありますか  
特にありませんが汚れが気になるようでしたら布カバーまたは外皮カバーはご家庭で洗濯して再度ご使用下さい
8. 表面温度はどの位ですか  
30 分通電後「小マット」の表面温度はコントローラーの「温度調整つまみ」

(次ページへ続く)

(低)で約 33℃、(中)で約 41℃、(高)で約 44℃です。「特大マット」では、(低)で約 32℃、(中)で約 40℃、(高)で約 43℃前後ですが、ご使用時の外気温により大きく変化し、また体感温度とは異なります。通常は(中)を入浴の温度、(低)をぬるめの湯、(高)を熱めの湯と覚えてください

9. もぐさのにおいが以前と変わったようですが

工場出荷時におきまして新品でありましても原材料採取時季によりにおいが変化する場合がありますが商品の劣化ではありませんのでご心配いりません

10. 電磁波の影響はありますか

ホットカーペット、電気毛布と同様に電磁波は放出されますが微量の為特に問題ありません。尚ペースメーカーをご使用の方は専門医と事前にご相談されることをお薦めします

11. 低温やけどをすることはありますか

低温やけど防止のため衣服、又はパジャマ等を着用してご使用下さい(長時間連続して直接肌に付けないようご注意ください)

12. 故障した場合に修理は可能ですか

製造工場(株三幸ポライト)にて対応していますが、一年間の保障期間を過ぎていますと有償になりますので修理代金等はその都度ご確認して下さい

13. ベルト、布カバーなどの単品の購入はできますか

キューマット(株)に御連絡下さい

14. キューマットはどこで作っているのですか

キューマットは厳しい品質管理のもと国内で一貫生産されております。AC-8000は一層ハイグレードに仕立て開発された商品です

15. 販売時に法規上で注意することはありますか

キューマット AC-8000 は薬事法で家庭用管理医療機器の温灸器に属しておりますので保健所の届出が必要です(販売管理責任者は不要)。効果・効能の表記につきましてはパンフレットに記載の範囲内になります

以上

2011年12月改訂